




Tidur untuk kesan pemutihan, menghilangkan kedutan dan melicinkan wajah

Masyarakat moden ketika ini banyak menghabiskan masa dan wang bagi mencari ubat dan pelbagai cara untuk meningkatkan anti-penuaan, dengan harapan dapat memutarakan kembali waktu untuk kelihatan lebih menarik dan kekal cergas. Masyarakat tahu betapa pentingnya tidur yang sempurna; peningkatan dalam kekerapan penggunaan alat elektronik, tekanan di tempat kerja dan postur duduk yang tidak betul adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualiti tidur mereka pada waktu malam. Akhirnya, mereka bangun dalam keadaan keletihan dan tidak bermaya setiap hari akibat tidur yang tidak lena sepanjang malam dan ianya akan mempercepatkan lagi proses penuaan.

Keindahan Tidur dan Kecergasan Otak



Sekarang, anda boleh menikmati keindahan tidur dengan selesa

Evolusi Terbaru Bantal Berbentuk Rama-Rama

direka untuk membantu anda tidur dengan selesa. Interaksi antara kapas AmPower Platinum dan pengisi AmCopper (ion tembaga) memastikan kepala terletak dengan selesa dan sejuk tanpa sebarang tekanan. Ia menggalakkan pengaliran cecair serobrospinal dan membantu sistem detoksifikasi otak, membolehkan anda menyah toksik badan anda dengan mudah semasa tidur dan memulihkan keupayaan pertumbuhan semula otak dan kulit.



Detoksifikasi otak boleh dijalankan semasa tidur sahaja

Study: Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain. Kajian ini membuktikan betapa pentingnya tidur: ia berkesan dapat membuang sisa metabolik dari otak semasa tidur, dengan itu dapat mengembalikan daya hidup yang sihat.

Reference: Science 18 Oct 2013; Vol. 342, Issue 6156, pp. 373-377 DOI: 10.1126/science.1241224

PLATINUM SLEEP TECH BEAUTIFLY PILLOW

Rakan Tidur Anda Mesra



- 01 Menggalakkan pemutihan wajah
- 02 Melicinkan kulit muka dan leher
- 03 Menyokong tulang belakang serviks dan mengelakkan tekanan
- 04 Merangsang detoksifikasi otak semasa tidur
- 05 Menggalakkan keselesaan tidur
- 06 Memperbaiki masalah dengkur
- 07 Melegakan ketegangan leher dan bahu
- 08 Memperbaiki masalah alahan hidung



Satu Jarum Satu Benang TRADISI 100 TAHUN

Diasaskan pada tahun 1923, pengilang mempunyai 96 tahun pengalaman dalam industri pembuatan bantal. Setiap bantal adalah buatan tangan untuk mengekalkan kualitinya. Mereka secara berterusan menyelidik dan mengkaji tentang sains tidur; untuk memberikan pengalaman tidur premium yang sihat dan santai kepada pelanggan.



*Individu yang mempunyai penyakit kepala dan leher perlu dapatkan nasihat doktor sebelum menggunakan produk ini.

AM LIFE INTERNATIONAL SDN BHD (821294-T) AJL 931798
No.F-7-21, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor, Malaysia.
Tel : 603-8070 7616 Fax : 603-8070 4616 www.amlife.com.my



AmLife®
life, redefined

PLATINUM SLEEP TECH

Beautifully
pillow

Teknologi Anti-Penuaan dari Jepun

Kecantikan • Tidur • Pelarasan
Transformasi sempurna melalui tidur



Dibuat Di Jepun

MY-MT-CT-BP-MY-01



ADAKAH ANDA?

Bangun tidur dan kelihatan lebih tua setiap hari

Berdengkur di waktu malam dan bersin di setiap pagi

Bangun di waktu pagi dalam keadaan sakit pinggang

Bangun dari tidur dalam keadaan yang letih dan lesu

Mengalami sakit kepala yang kerap

Bantal yang "Betul" adalah bantal yang boleh membantu anda menyelesaikan semua masalah ini.

Bantal adalah sahabat yang paling hampir dengan kita ketika tidur. **3 faktor** ini harus dititik beratkan dan diambil kira ketika memilih bantal yang betul.

MENYOKONG

BERNAFAS

BERKESAN

Reka Bentuk Istimewa Dengan 7 Keunikan



1 Tahap Teknologi Tidur Platinum yang dipertingkatkan: Kesan Kecantikan Tambahan

Teknologi Tidur Platinum mempunyai liputan kapas yang luas bagi menghasilkan lebih banyak kesan kecantikan. Teknologi Tidur Platinum menghasilkan trilion getaran dalam satu saat, sekali gus mengaktifkan serebrospinal molekul air, cecair yang bertanggungjawab untuk detoksifikasi otak dan menggalakkan lagi otak untuk melepaskan sisa toksin semasa tidur. Pada masa yang sama, Teknologi Tidur Platinum mengaktifkan keupayaan penjanaan semula sel-sel kulit. Meremajakan kulit semasa tidur adalah kunci bagi kecantikan. Bantal Beautify membuat anda kelihatan lebih cantik dan menarik setiap hari.

7

Pengisi Yang Istimewa Tidak menyebabkan kepanasan, mempunyai daya tahan tinggi dan kelenturan yang tinggi, dan memberikan sokongan urutan.






Pengisi 1 adalah tiub telus bunyi yang dicirikan dengan senyap. Apabila anda tidur di sebelah bahagian, ia juga memberikan kesan sokongan yang baik serta meningkatkan kualiti tidur dan setiap pergerakan ianya tidak akan menghasilkan bunyi yang kuat.



Pengisi 2 adalah bola kosong berongga tinggi, yang dicirikan oleh daya tahan yang tinggi. Ia membantu anda membuat pusingan dengan lancar dan selesa serta tidak akan terjaga.



Pengisi 3 adalah tabung pendukung yang sangat lembut dan boleh digunakan untuk memadamkan lengkung leher, meningkatkan sokongan dan mengurangkan tekanan pada leher.



2

Bantal dengan 2 ketinggian adalah paling sesuai, cadangan oleh pakar

Sama ada anda tidur terlentang atau di sisi, leher anda boleh berehat sepenuhnya dan anda dapat bernafas dengan normal.



3

Kedua-dua bahagian atas dan bawah boleh digunakan

Reka bentuk bantal baru ini dibahagikan kepada dua bahagian sempurna dan tepat yang dapat menyokong kelengkungan kepala, leher dan bahu, memberikan kesan penyahmampatan yang selesa pada leher dan otot bahu.

Tidur di bahagian 3 bantal (tinggi) membantu untuk menyokong leher, menstabil kedudukan tidur anda
Tidur di bahagian 4 bantal (rendah) membantu untuk ngan mudah



4

Ketinggian bantal boleh diselaraskan dengan bebas

Kegemaran ketinggian bantal setiap individu adalah berbeza. Bantal ini boleh dibuka untuk melaraskan jumlah pengisi, membolehkan anda melaraskan ketinggian bantal untuk menjadi milik anda secara eksklusif.



5

Sarung bantal boleh dicuci.

Sarung bantal boleh dicuci dan mampu mengekalkan kebersihan yang baik. Bantal Beautify dibuat dengan teknologi Platinum terkini yang tahan lasak bagi memastikan keberkesanannya dan membolehkannya menahan gosokan yang berulang kali. Adalah disyorkan untuk mencuci dengan air dan kemudian keringkan dengan udara. Penggunaan cecair atau serbuk pencuci serta pelembut dan mesin pengering tidak digalakkan.

Kebaikan Ion Tembaga:


Lembut dan mesra kulit

Selamat dan tiada toksik

Kesan kedinginan

Membasmi kuman

Menghilangkan bau



6

Tiub elastic AmCopper yang terbaru: Kepala yang lebih sejuk dan bahagian bawah badan yang panas, memudahkan untuk tidur.

Pusat bantal (pengisi 4) ditambah dengan tiub elastik AmCopper (ion tembaga) untuk penyingkiran haba yang lebih cepat dan tidur yang lebih selesa. Sejak zaman purba, perubatan tradisi Cina mengatakan bahawa "Kepala lebih sejuk dan bahagian bawah badan yang lebih panas membantu tidur yang lena". Kepala yang sejuk ketika tidur dapat meningkatkan kesan ketenangan yang menyeluruh. Tiub AmCopper membantu menurunkan suhu di bahagian kepala dan juga meningkatkan kesihatan otak. Penggunaan perubatan tembaga boleh dijejaki semula sekitar 2600 SM di Mesir untuk pensterilan luka di dada dan untuk air minuman. Dan masih digunakan hari ini di banyak institusi penjagaan perubatan antarabangsa.